

## DRYSWAB™

Kód	Popis	Formát	Velikost balení	Typ vzorku
MW001LF	Nylonové flokované vlákno, standardní špička, bod zlomu 79mm	peel pouch	1250	Nazální, kožní, krční
MW002NF	Nylonové flokované vlákno mini-tip, bod zlomu 79mm	peel pouch	1250	Nasofaryngeální
MW010	Suchý tampón, standardní plastová tyčinka, Rayon 78mm bod zlomu	peel pouch	1750	Nazální, kožní, krční
MW011	Suchý tampón, standardní plastová tyčinka, Rayon 79mm bod zlomu	peel pouch	1750	Nazální, kožní, krční
MW012	Suchý tampón, standardní plastová tyčinka, Rayon 79mm bod zlomu	peel pouch	1750	Nazální, kožní, krční
MW013	Suchý tampón, standardní plastová tyčinka, rayon 70mm bod zlomu	peel pouch	1000	Nazální, kožní, krční
MW015	Suchý tampón, standardní plastová tyčinka, rayon 70mm bod zlomu	peel pouch	1750	Nazální, kožní, krční
MW100	Suchý tampón, plastová tyčinka, Značená zkumavka, Rayon	zkumavka	100	Uretra, ucho
MW1021	Suchý tampón, plastová tyčinka, Značená zkumavka, Rayon	zkumavka	100	Nazální, kožní, krční
MW1028	Suchý tampón, plastová tyčinka, Značená zkumavka, Rayon	zkumavka	800	Nazální, kožní, krční
MW1021D	Suchý tampón, plastová tyčinka, Značená zkumavka, Dacron	zkumavka	100	Nazální, kožní, krční
MW1028D	Suchý tampón, plastová tyčinka, Značená zkumavka, Dacron	zkumavka	800	Nazální, kožní, krční
MW1041	Suchý tampón, dřevěná tyčinka, Značená zkumavka, bavlna	zkumavka	100	kožní
MW1048	Suchý tampón, dřevěná tyčinka, Značená zkumavka, bavlna	zkumavka	800	kožní
MW1041J	Suchý tampón, dřevěná tyčinka Jumbo špička Značená zkumavka, bavlna	zkumavka	100	Krk, kůže
MW1048J	Suchý tampón, dřevěná tyčinka Jumbo špička Značená zkumavka, bavlna	zkumavka	800	Krk, kůže
MW108	Suchý tampón, dřevěná tyčinka, peel pouch, jeden tampón	peel pouch	1250	Nazální, kožní, krční
MW108/2	Suchý tampón, dřevěná tyčinka, peel pouch, (2 / pouch)	peel pouch	600	Nazální, kožní, krční

Kód	Popis	Formát	Velikost balení	Typ vzorku
MW108/5	Suchý tampón, dřevěná tyčinka, peel pouch, (5 / pouch)	peel pouch	500	Nazální, kožní, krční
MW108/10	Suchý tampón, dřevěná tyčinka, peel pouch, (10 / pouch)	peel pouch	300	Nazální, kožní, krční
MW108/20	Suchý tampón, dřevěná tyčinka, peel pouch, (20 / pouch)	peel pouch	100	Nazální, kožní, krční
MW109	Suchý tampón, dřevěná tyčinka, peel pouch, vata pro podiatrické vzorky	peel pouch	1250	nehty
MW112	Suchý tampón, plastová tyčinka, peel pouch, rayon	peel pouch	1250	Nazální, kožní, krční
MW112D	Suchý tampón, plastová tyčinka, peel pouch, Polyester	peel pouch	1250	Nazální, kožní, krční
MW112BP	Suchý tampón, plastová tyčinka, peel pouch, rayon s bodem zlomu 29mm	peel pouch	1250	Nazální, kožní, krční
MW113125	Suchý tampón, jemná špička, peel pouch, rayon	peel pouch	125	Uretra, ucho
MW1131250	Suchý tampón, jemná špička, peel pouch, rayon	peel pouch	1250	Uretra, ucho
MW130	Hospiswab, dřevěná tyčinka, Značená zkumavka, Albuminový povlak	zkumavka	800	Nazální, kožní, krční
MW142	Suchý tampón, ENT Rovný drát, označené zkumavky, Rayon	zkumavka	100	krk, nazofaryngeální, ucho
MW146	Cytotak, sterilní, plastová tyčinka	bulk	100	kůže, děložní hrdlo
MW147	Cytotak, sterilní, plastové tyčinky, peel pouch	peel pouch	125	kůže, děložní hrdlo
MW148	Cytotak, plastové tyčinky, Značená zkumavka	zkumavka	100	kůže, děložní hrdlo
MW151	Suchý tampón, ENT Rovný drát, peel pouch, Rayon	peel pouch	1250	Uretra, ucho
MW151D	Suchý tampón, ENT Rovný drát, peel pouch, Dacron	peel pouch	1250	Uretra, ucho
MW155	Suchý tampón, pernasal, peel pouch, rayon	peel pouch	1250	uretra, ucho, pernasal
MW160	Pernasal, označené zkumavky, Rayon	zkumavka	100	uretra, ucho, nasofaryngeální
MW810	PurFlock, Standardní špička, , bod zlomu 80mm	peel pouch	1250	Nazální, kožní, krční
MW810125	PurFlock, Standardní špička, bod zlomu 80mm	peel pouch	125	Nazální, kožní, krční
MW811	PurFlock, Standardní špička, ohebná tyčinka, bod zlomu 80mm	peel pouch	1250	Nazální, kožní, krční
MW811125	PurFlock, Standardní špička, ohebná tyčinka, bod zlomu 80mm	peel pouch	125	Nazální, kožní, krční



Kód	Popis	Formát	Velikost balení	Typ vzorku
MW812	PurFlock, mini-tip, bez zlomu	peel pouch	1250	kůže, krk, nasofaryngeální
MW812125	PurFlock, mini-tip, bez zlomu	peel pouch	125	kůže, krk, nasofaryngeální
MW813	PurFlock Ultrajemná špička, ohebná tyčinka, 100mm, zlom	peel pouch	125	kůže, krk, nasofaryngeální
MW813125	PurFlock Ultrajemná špička, ohebná tyčinka, 100mm, zlom	peel pouch	1250	kůže, krk, nasofaryngeální
MW814	PurFlock, Mikro Ultrajemná špička, ohebná tyčinka, 100mm zlom	peel pouch	125	kůže, krk, nasofaryngeální
MW814125	PurFlock, Mikro Ultrajemná špička, ohebná tyčinka, 100mm zlom	peel pouch	1250	kůže, krk, nasofaryngeální
MW816	HydraFlock, Standardní špička, bod přerušeni 80mm	peel pouch	1250	Nazální, kožní, krční
MW816125	HydraFlock, Standardní špička, bod přerušeni 80mm	peel pouch	125	Nazální, kožní, krční
MW817	HydraFlock, Standardní špička, ohebná tyčinka, bod přerušeni 80mm	peel pouch	1250	Nazální, kožní, krční
MW817125	HydraFlock, Standardní špička, ohebná tyčinka, bod přerušeni 80mm	peel pouch	125	Nazální, kožní, krční
MW818	HydraFlock, mini tip	peel pouch	1250	kůže, krk, nasofaryngeální
MW181125	HydraFlock, mini tip	peel pouch	125	kůže, krk, nasofaryngeální
MW819	HydraFlock, Ultrajemná špička, ohebná tyčinka, 100mm zlom	peel pouch	1250	kůže, krk, nasofaryngeální
MW819125	HydraFlock, Ultrajemná špička, ohebná tyčinka, 100mm zlom	peel pouch	125	kůže, krk, nasofaryngeální
MW820	HydraFlock, Mikro Ultrajemná špička, ohebná tyčinka, 100mm zlom	peel pouch	1250	kůže, krk, nasofaryngeální
MW820125	HydraFlock, Mikro Ultrajemná špička, ohebná tyčinka, 100mm zlom	peel pouch	125	kůže, krk, nasofaryngeální
MW821DC	HydraFlock, standardní špička, 30 mm bod zlomu, s držátkem	peel pouch	125	kůže, krk
MW821125	HydraFlock, standardní špička, 30 mm bod zlomu, ohebný	peel pouch	125	kůže, krk
MW822125	HydraFlock, mini tip, 80mm bod zlomu	peel pouch	125	kůže, krk, nasofaryngeální
MW830	PurFlock, Standardní špička, , bod přerušeni 80mm	zkumavka	100	Nazální, kožní, krční
MW831	PurFlock, Standardní špička, ohebná tyčinka, bod přerušeni 80mm	zkumavka	100	Nazální, kožní, krční
MW832	PurFlock, mini-tip, bez zlomu	zkumavka	100	kůže, krk, nasofaryngeální
MW833	PurFlock, MW833 Ultrajemná špička, ohebná tyčinka	zkumavka	100	kůže, krk, nasofaryngeální
MW834	PurFlock, MW833 Ultrajemná špička, ohebná tyčinka	zkumavka	100	kůže, krk, nasofaryngeální



Kód	Popis	Formát	Velikost balení	Typ vzorku
MW836	HydraFlock, Standardní špička, zúžená tyčinka	zkumavka	100	Nazální, kožní, krční
MW837	HydraFlock, Standardní špička, zúžená tyčinka	zkumavka	100	Nazální, kožní, krční
MW838	HydraFlock, Mini-tip	zkumavka	100	kůže, krk, nasofaryngeální
MW839	HydraFlock, Ultrajemná špička, ohebná tyčinka	zkumavka	100	kůže, krk, nasofaryngeální
MW840	HydraFlock, Mikro Ultrajemná špička, ohebná tyčinka	zkumavka	100	kůže, krk, nasofaryngeální
MW940125	ΣSigma Swab®, pěnová špička, jednotlivé balení	peel pouch	125	Nazální, kožní, krční
MW940/79	ΣSigma Swab®, pěnová špička, 79mm zlom, jednotlivé balení	peel pouch	125	Nazální, kožní, krční
MW940B	ΣSigma Swab®, pěnová špička, jednotlivé balení	peel pouch	1250	Nazální, kožní, krční
MW941	ΣSigma Swab®, pěnová špička	zkumavka	100	Nazální, kožní, krční
MW942	ΣSigma Swab®, pěnová špička, duo	zkumavka	100	Nazální, kožní, krční
MW942BP	ΣSigma Swab®, pěnová špička, duo, zlom 79mm	zkumavka	100	Nazální, kožní, krční
MW943125	ΣSigma Swab®, pěnová špička, ENT a zlom	peel pouch	125	kůže, krk, nasofaryngeální, ucho
MW943	ΣSigma Swab®, pěnová špička, ENT a 85mm zlom	peel pouch	1250	kůže, krk, nasofaryngeální, ucho
MW943/78	ΣSigma Swab®, pěnová špička, ENT a 78mm zlom	peel pouch	1250	kůže, krk, nasofaryngeální, ucho
MW944125	ΣSigma Swab®, pěnová špička, 2x sigma tampón individuální	peel pouch	125	Nazální, kožní, krční
MW944	ΣSigma Swab®, pěnová špička, 2x sigma tampón individuální	peel pouch	1250	Nazální, kožní, krční
MW945125	ΣSigma Swab®, pěnová špička, 1x sigma swab (bez zlomu)+ 1 ENT(78mm zlom)	peel pouch	125	kůže, krk, nasofaryngeální, ucho
MW945	ΣSigma Swab®, pěnová špička, 1x sigma swab (bez zlomu)+ 1 ENT(78mm zlom)	peel pouch	1250	kůže, krk, nasofaryngeální, ucho
MW832	ΣSigma Swab®, pěnová špička, ENT se 78mm zlomem	zkumavka	100	kůže, krk, nasofaryngeální, ucho
MW945	ΣSigma Swab®, pěnová špička, 1x sigma swab (bez zlomu)+ 1 ENT(78mm zlom)	peel pouch	1250	kůže, krk, nasofaryngeální, ucho
MW832	ΣSigma Swab®, pěnová špička, ENT se 78mm zlomem	zkumavka	100	kůže, krk, nasofaryngeální, ucho



## ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Dryswab je určen pro bezpečné odebírání klinických vzorků a pro obecné laboratorní použití.

## SHRNUTÍ A PRINCIPY

Jedna z rutinních procedur v diagnostice infekcí zahrnuje stěr klinického vzorku z pacienta. Tampón absorbuje nebo adsorbuje biologický materiál z místa – zranění či sliznice. Tento vzorek může být ihned testován, nebo přepraven do laboratoře použitím transportních metod náležitým k typu plánovaného testu.

Dryswab tampóny jsou k dispozici jednotlivě nebo v párech. Baleny v peel pouches nebo označených zkumavkách. Při použití s jakýmkoli jiným odběrovým nebo testovacím setem musí výrobce referovat kompatibilitu a detaily použití musí být uvedeny v testovacím protokolu.

Jednotlivé nebo párové tampóny v odlupovacím balení (peel pouch) jsou určeny pro laboratorní využití či pro odběr vzorku když je k dispozici adekvátní transportní kontejner. Pro specifická doporučení o sběru vzorků mikroorganismů a primární izolační techniky konzultujte publikace jako „Cumitech“, Clinical Microbiology Procedures Handbook, nebo MAnnual of Clinical Microbiology.

## PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Pouze pro profesionální použití.

Pouze pro in vitro diagnostické použití.

Tento výrobek je na jedno použití, po použití a nesmí být znovu použit.

Musíme předpokládat, že všechny použité výrobky obsahují infekční organismy a tedy musí být patřičně zpracovány. Po použití všech výrobků musí být zlikvidovány v souladu s laboratorními předpisy pro infekční odpad.

**Nepoužívejte, pokud je obal porušen**

### Důležité upozornění

Pokud je odebírán vzorek pacientovi.

Nepoužívejte nadměrnou sílu, tlak nebo ohybání při použití tampónu pro odběr vzorku pacienta, protože může dojít k náhodnému zlomení tyčinky tampónu. Některé odběrové tampóny mají definovaný bod zlomu, aby umožnily uhycení do víčka transportní zkumavky, ale nikdy nesmí být použito nadměrné síly při odběru vzorku.

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Plastové komponenty neobsahují latex nebo PVC.

## SKLADOVÁNÍ

Σ-Transwab® by se měly skladovat na suchém místě při teplotách mezi + 5 ° C až 25 ° C.

**Chraňte před mrazem.**

## DATUM SPOTŘEBY

Je 5 let od data výroby, datum spotřeby je zobrazeno na sáčku, zkumavce a krabici.



## ODBĚR VZORKU A MANIPULACE

### Dodané materiály:

Dryswab tampóny jsou dodávány v krabicích po 100, 800, 1250 nebo 1750ks

### Potřebné nedodávané materiály:

Vnější transportní balení dle místní legislativy.

Mikrobiologická zařízení pro zpracování vzorků, včetně vybavení a spotřebního materiálu pro kultivaci nebo molekulární zpracování.

## METODA POUŽITÍ

### Individuálně balené Dryswab tampóny (peel pouch)

Individuálně balené jednorázové tampóny jsou určeny pro laboratorní užití.

#### Instrukce k použití:

1. Odloupněte obal k odhalení konce tampónu
2. Vyjměte tampón z obalu
3. Odeberte vzorek
4. Přeneste vzorek do média
5. Po použití nevracejte tampón zpět do obalu

Při použití s domácím mikrobiologickým transportním médiem buďte velmi opatrní při odlomení konce tampónu, abychom nevytvořili infekční aerosoly nebo nekontaminovali oči nebo ruce potenciálně infekčním materiálem.

## DRYSWAB V OZNAČENÝCH ZKUMAVKÁCH

Dryswab ve značených zkumavkách je určen pro odběr a transport vzorku. Tyto nástroje jsou bezpečné a jednoduché na použití jelikož jsou specificky určené pro sběr a transport klinických vzorků, bez rizika zlomení tyčinky tampónu.

#### Instrukce k použití:

1. Odstraňte víčko ze zkumavky otočením a zlomením pečeti, poté zatáhněte za víčko
2. Odeberte vzorek
3. Vraťte víčko a tampón do zkumavky
4. Vyplňte údaje o pacientovi
5. Při přijetí vzorku v laboratoři musí být tampón okamžitě umístěn do vhodného transportního systému či kultury

## TEST VÝKONNOSTI

Reprezentativní vzorek z balení Dryswab tampónů je vybrán z každé šarže a použit pro testování a reference.

Vzorky jsou testovány pro jistotu že je získána minimální inokula organismů po specifikovaném čase.

Suspenze následujících organismů jsou absorbovány do tampónu.

*Haemophilus influenzae* ATCC 10211 Aerobe

*Bacteroides fragilis* NCTC 9343 Anaerobe

\**Bordetella pertussis* NCTC 10739 Aerobe

\*Pouze v případě že je tampon určen pro nasofaryngeální užití



## REFERENCE

1. Cumitech - Various American Society for Microbiology, Washington D.C., various dates.  
www.asm.org
2. Manual of Clinical Microbiology, 11th Edition, ASM Press, Washington D.C.,2015



**EC REP**

Advena Ltd, Tower Business Centre, 2nd Fl., Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta



Medical Wire & Equipment Co. (Bath) Ltd, Corsham, Wiltshire, England SN13 9RT  
Tel: +44 (0)1225 810 361 | Web: mwe.co.uk | Email: info@mwe.co.uk | Fax: +44 (0)1225 810 153

**DRYSWAB™**

Rev.11 Datum 13/05/2021