

DRYSWAB™ INDUSTRIEL & VET

MWWSTICKS	MW131	MW814B	MW128
**MW116	MW146	MW816B	MW126
MW116S	MW810B	MW817B	MW124
**MW118	MW811B	MW818B	MW123/32
MW118S	MW812B	MW819B	MW123
MW121	MW813B	MW820B	MWAPP

**Ces références de produits ne sont pas stériles. Ces produits devront être stérilisés avant une utilisation clinique.

ECOUVILLONS SECS STERILES

Les Ecouvillons Secs Stériles sont destinés au prélèvement d'échantillons pour la culture. Lors du prélèvement des échantillons l'écouvillon doit être immédiatement placé dans un système de transport ou de culture approprié.

En cas d'utilisation avec d'autres kits ou de systèmes de tests exclusifs, vérifier auprès du fabricant des kits ou des tests que l'écouvillon est compatible et s'assurer que les contrôles appropriés soient inclus dans le protocole du test.

