

MW&E
MW&E

Hochkonzentriertes flüssiges
Autoklav-Deodorant in
praktischen
Gelatine-Kapseln



Labor

Odormycin®

Odormycin®

Weltweit führendes Autoklav-Deodorant

- **Beseitigt üble Gerüche**
- **Wirtschaftlich**
- **Auswahl aus 4 natürlichen Düften**

Odormycin beseitigt gefürchtete mikrobiologische Gerüche, die aus dem Autoklavieren organischer Materialien resultieren.

Das hochkonzentrierte Deodorant gibt es in praktischen Gelatine-Kapseln, die durch die Hitze und Feuchtigkeit im Autoklav aufgelöst werden und so einen angenehmen Duft verbreiten.

Eine einzige Kapsel jeder Autoklav-Füllung begeben, um üble Gerüche zu beseitigen. Dies hinterlässt einen frischen, sauberen und angenehmen Duft im Labor.

Aus fünf Düften auswählen -

Apfel, Erika, Zitrone und **NEU** Früchte-Mischung.



Bestellinformation

Art.-Nr.	Beschreibung	Stückzahl
		
MWODOA/25	Apfelduft	25 Kapseln
MWODOA/100	Apfelduft	100 Kapseln
		
MWODOL/25	Zitronenduft	25 Kapseln
MWODOL/100	Zitronenduft	100 Kapseln
		
MWODOH/25	Erikaduft	25 Kapseln
MWODOH/100	Erikaduft	100 Kapseln
		
MWODMF/25	Früchte-Mischung NEU	25 Kapseln
MWODMF/100	Früchte-Mischung NEU	100 Kapseln

